

# AcryTrayLC



## Basi in resina fotopolimerizzabile.

Vantaggi:

- da semplicità d'uso
- stabilità dimensionale
- resistenza alla torsione



## Acrylic light cure trays.

Advantages:

- ease of use
- excellent dimensional stability
- resistance to torsion



## Planchas de resina fotopolimerizable.

Ventajas:

- de uso fácil
- estabilidad dimensional
- resistencia a la torsión



**Ruthinium®  
Group**

*We take care of your smile*

**Dental Manufacturing S.p.A.**

Via Cà Mignola Nuova, 1699 - 45021 Badia Polesine - Rovigo (Italy)

+39 0425 51628 - 0425 590587 Fax +39 0425 590156

www.ruthinium.it - info@ruthinium.it



**Le basi Acry Tray LC sono indicate per:**

- Portaimpronte individuali
- Portaimpronte funzionali in casi di edentulia
- Basi per montaggio di denti in protesi removibile
- Placche occlusali

**Acry Tray LC** può essere utilizzato con tutti gli appositi apparecchi a luce alogena (lunghezza d'onda 420-480 NM) e a luce UV (lunghezza d'onda 350-400 NM).

**Cod. 0800001 - ACRY TRAY LC - 50 basi**



**Acry Tray LC bases are indicated for:**

- *Individual impression trays*
- *Functional impression trays for cases of edentulism*
- *Bases for mounting teeth in removable dentures*
- *Bite plates*

**Acry Tray LC** can be used with all the special halogen light equipment (wave length 420 – 480 NM) and UV light equipment (wave length 350-400 NM).

**Cod. 0800001 - ACRY TRAY LC - 50 bases**



**Las planchas ACRY TRAY LC están indicadas para:**

- *cubetas individuales*
- *cubetas funcionales en pacientes sin dientes*
- *Planchas para montaje de dientes en las prótesis móviles*
- *placas oclusales*

**Acry Tray LC** se puede utilizar con todos los aparatos adecuados para luz halógena (longitud de onda 420-480 NM) y luz UV (longitud de onda 350-400 NM).

**Cod. 0800001 - ACRY TRAY LC - 50 planchas**